

## Wir erleichtern die Pflege

Nicht alles muss alleine gemacht werden. Lassen Sie sich helfen. Es gibt so viele kleine Hilfsmittel, die sich beim Bewegen, Lagern, Umbetten oder Umsetzen von Patienten bewährt haben.

Ist die meist einfache Handhabung einmal erlernt, lässt sich ihr Einsatz auch gut mit der rückengerechten Arbeitsweise und Elementen aus den Pflegekonzepten kombinieren. Jeder, der mit kleinen Hilfsmitteln arbeitet, sollte im Umgang damit regelmäßig - empfohlen wird mindestens einmal im Jahr - unterwiesen werden.

Das angestrebte Ziel: Die rein manuelle Handhabung von Lasten auf ein Minimum zu beschränken und wo immer möglich, durch die Anwendung mechanischer Hilfsmittel zu ersetzen.

## Reinigungs- und Pflegehinweise

Alle Umlagerungshilfen können feucht gereinigt werden. Man verwendet warmes Wasser und Seife als Reinigungsmittel und trocknet es mit einem Tuch ab. Die Gleitmatten, Haltegürtel, Aufrichthilfen und Drehlaken können zudem bei 90° C in der Maschine gewaschen werden und sind für niedrige Trocknertemperaturen (40 - 50° C) geeignet. Ein Pflegehinweis mit detaillierten Angaben befindet sich auf dem Etikett jedes Produktes sowie produktspezifisch auf der jeweiligen Gebrauchsanleitung.

