


Hilfen rund ums Bett



Die Oberfläche ist mit einem rutschfesten Material versehen, um ein Wegrutschen der Füße zu vermeiden.




Drehscheibe mit Start-Stop-Funktion

PM-5080

Die Drehscheibe hat einen Griff zum bequemen Transport und zur platzsparenden Lagerung.

Der Fußstuhl hilft Höhenunterschiede von z. B. Bett, Rollstuhl oder Toilette zu überwinden.



PM-8090

PM-Alpha® Drehscheibe

Die Drehscheibe kann stehfähigen Patienten das Umsetzen, z. B. zwischen Bett und Rollstuhl, erleichtern.

Aufgrund der Start-Stop-Funktion der Drehscheibe können die Bewegungen genau kontrolliert werden. Wir empfehlen den Einsatz der Drehscheibe in Kombination mit dem Beimgurt.

PM-Alpha® Fußstuhl

Der Fußstuhl dient der Unterstützung des Patienten bei Toilettengängen und Transfers vom Bett in den Rollstuhl.

Er erhöht die Standfläche für den Patienten. Der Fußstuhl kann alleine oder in Kombination mit der Drehscheibe angewendet werden.

PM-Alpha® Drehscheibe

Bestell-Nr.: PM-5080
Durchmesser: 40 cm
Material: ABS-Kunststoff

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.0005



PM-Alpha® Fußstuhl

Bestell-Nr.: PM-8090
Größe: 32 x 38 x 8,5 cm
Material: Polyethylen

