

Rollstuhl-Gleitmatten



Das spezielle Material der Gleitmatte RS verhindert ein Vorrutschen des Patienten.



PM-2070

Die Außenseite der Gleitmatte besteht aus sehr weichem, atmungsaktivem Cotton/Naturdrell, die Innenseite aus Nylon.



PM-2076

Die Gleitmatte RS kann ganz einfach am Rollstuhl befestigt werden.

PM-Alpha® Gleitmatten RS

Mit der Gleitmatte RS hat der Benutzer die Möglichkeit, sich selbstständig oder mit Hilfe einer zweiten Person im Rollstuhl oder Stuhl nach hinten zu bewegen.

Die Gleitmatte RS verhindert das Vorrutschen des Benutzers und stabilisiert somit die Sitzposition. Die Gleitmatte RS (130 x 45 cm) wird mit Bändern im hinteren Sitzbereich an der Rollstuhllehne befestigt. Halbseitig aufeinander umgeschlagen erleichtert sie der Pflegekraft den Patienten mit den Schlaufen in die Sitzhaltung zu ziehen.

PM-Alpha® Gleitmatte RS

Bestell-Nr.: PM-2070
Größe: 50 x 45 cm
Material: Cotton / Naturdrell

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2007

PPM-Alpha® Gleitmatte RS

mit Zugschlaufen
Bestell-Nr.: PM-2076
Größe: 130 x 45 cm
Material: Cotton / Naturdrell



Durch die Griffe an der Gleitmatte RS 130 x 45 cm kann der Benutzer mit Hilfe einer anderen Person ohne großen Kraftaufwand zurückgezogen werden.

