


Aufricht- und Hebehilfen



INFO

Die Aufrichthilfe Magic eignet sich gut in Kombination mit dem Beingurt.

Inneneil herausnehmbar durch integrierten Klettverschluss.



PM-Alpha® Aufrichthilfe Magic

mit herausnehmbarem Innenteil und flexiblem Halteband
 Bestell-Nr.: PM-3015
 Größe: 65 x 25 cm
 Material: Nylon

Patent-Nr.: 10 2009 019 716 B3

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2038

PM-Alpha® Aufrichthilfe Standard

mit herausnehmbarem Innenteil
 Bestell-Nr.: PM-3012 (o. Abb.)
 Größe: 60 x 20 cm
 Material: Nylon

Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2044

PM-Alpha® Schlaufengurt

Bestell-Nr.: PM-3010
 mit 2 Schlaufen inkl. Clipverschlüssen
 Größe: 110 x 4 cm
 Material: Polyester

PM-Alpha® Aufrichthilfe Magic

Mit der Aufrichthilfe Magic können Sie den Patienten beim Aufstehen, Hinsetzen und besonders beim Umsetzen sicher halten und führen.

Die einfache Handhabung lässt sich im Einsatz sehr gut mit der rückengerechten Arbeitsweise und Elementen aus den Pflegekonzepten verbinden. Die Aufrichthilfe Magic ist beliebig mit anderen Hilfsmitteln kombinierbar, je nach Bedarf und Funktionsbild des Patienten.



PM-Alpha® Schlaufengurt

Der Schlaufengurt verhindert bei fehlender Körperspannung ein Durchrutschen des Patienten beim Umsetzen. Er ermöglicht einen sicheren Transfer für alle Patienten, die in sehr engen Rollstühlen oder Sitzschalen sitzen, bei denen das flexible Halteband der Aufrichthilfe Magic nicht von hinten unter den Patienten angebracht werden kann.

Die beiden Schlaufen des Schlaufengurtes werden an den Griffen der Aufrichthilfe Magic bzw. Standard angebracht und mit Hilfe der Clipverschlüsse unter den Beinen des Patienten angelegt.



Mit der Aufrichthilfe werden Patienten im Bett bewegt oder vom Bett in den Rollstuhl gesetzt.

