

# Hilfen rund ums Bett



## PM-Alpha® Bettleiter

Bestell-Nr.: PM-6090  
Größe: 170 x 8 cm  
Material: Nylon



Die Griffschlaufen sind versetzt angeordnet und ermöglichen so eine leichtere Handhabung.



Die gepolsterten Griffe erlauben einen sicheren Halt.

Die Bettleiter wird mit einer Schlaufe am Bett befestigt.

## PM-Alpha® Bettleiter

Das Schlaufenband dient als Aufrichthilfe und besteht ausschließlich aus Nylon. Deshalb liegt es im Gegensatz zur üblichen Bettleiter nicht schwer auf dem Bett und kann geräuscharm abgelegt werden. Es unterstützt den Patienten im Sinne des physiologischen Bewegungsmusters beim Aufrichten des Oberkörpers bis hin zum aufrechten Sitzen.

Das Schlaufenband kann auch an der Decke über dem Bett in einen Schraubhaken eingehängt werden und ermöglicht so eine unterstützende Greifsicherheit beim Rollstuhltransfer oder beim Aufstehen aus dem Bett.

Die Bettleiter ermöglicht das selbstständige Aufrichten im Bett.

