



Der Sitzring dient zur lokalen Druckentlastung im Gesäßbereich. Er wird, abhängig vom Körpergewicht des Anwenders, in zwei Volumengrößen angeboten: ohne Seitenboden bis 60 kg Körpergewicht und mit Seitenboden über 60 kg Körpergewicht.

*Analläsionen, nach gyn. OP, Hämorrhoiden, Dekubitusprophylaxe*

## Rhombofill® Sitzring

- Weich- bzw. lokale Freilagierung
- Druckentlastung im Gesäßbereich



Größe in cm	Best.Nr.	passender Schutzbezug Baumwolle	passender Schutzbezug abwaschbar
ab 60 kg Ø 50/12	31.188	51.188	59.188
bis 60 kg Ø 50/12	31.088	51.088	59.088