

Farbkarten

Stoffe



Micronara
anthrazit, Standard
30°C waschbar



Micronara
blau,
30°C waschbar




Micronara
schwarz,
30°C waschbar




Micronara
hellbraun,
30°C waschbar




Frottee
natur,
60°C waschbar




Frottee
weiß, Unterseite PU-Schicht,
60°C waschbar



Trikot
weiß,
95°C waschbar




Anti-Milben-Bezug
60°C waschbar



PU-Bezug
weiß,
95°C waschbar



PU-Bezug
schwarz,
60°C waschbar



PU-Bezug
schwarz antistatisch, hoch-
reißfest, sehr elastisch, hoch
desinfektionsmittelbeständig,
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,
60°C waschbar

PVC



creme - Standard



transparent



grau




trocknergeeignet




nicht trocknergeeignet


Nylonspezialgewebe




türkis - Standard



lila



orange




flieder

Nylonspezialgewebe: sterilisierbar bis 115° C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe max. 2 min, im Backofen bei 120 °C ca. 5-10 min. Weitere Hinweise siehe unter Kirschkernkissen (Seite 11.5) Pflege siehe Pflegeempfehlung.

Antirutschmaterialien



Turnmattenmaterial
blau, hochreißfestes
Spezialgewebe



Antirutschmaterial
anthrazit,
extrem rutschhemmendes
Spezialgewebe

Baumwollstoffe



Bezugsstoff lindgrün,
60°C waschbar



Bezugsstoff beige
60°C waschbar



Kunstleder "Trio" speziell für Kinder und Medizin




phthalatfrei
Mehrpreis + 15 % zu KL-Bezug

Farbkarten


Kunstleder



weiß - Standard



creme




apricot



gelb



agave



violett




cyclame



chrom



atollblau



royalblau



feuerrot




bordeaux



braun



grün



schwarz



PU-Bezug

schwarz antistatisch, hoch-reißfest, sehr elastisch, hoch desinfektionsmittelbeständig, Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug, 60°C waschbar

Kunstleder antistatisch (anthrazit) auf Anfrage erhältlich.



trocknergeeignet




nicht trockengeeignet

PU Beschichtung



agave - Standard



weiß, Mehrpreis +20%




schwarz




blau



violett



rot




gelb



orange


PUD Beschichtung/dicht



agave - Standard



orange



schwarz



blau




hellblau




violett



rot



gelb



antistatisch,
anthrazit

Hinweis:
PU-Beschichtung als mikroporöse Oberfläche ist nicht blutfest. Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Bei Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie abdecken.