




PM-Alpha® Antigleitkissen

Bestell-Nr.: PM-8050
Größe: 40 x 50 cm
Material: Polyethylen



max. 200 kg



Das Antigleitkissen verhindert das Herunterrutschen eines im Bett sitzenden Patienten.

INFO

Unsere Hilfen rund ums Bett ergänzen sich gegenseitig und sind problemlos kombinierbar. Die leichte Reinigung ermöglicht einen dauerhaften Einsatz z. B. im Bett.

PM-Alpha® Antigleitkissen

Das Antigleitkissen wird unter die Oberschenkel eines im Bett sitzenden Patienten eingelegt. Durch die Antigleiteigenschaften der Oberfläche wird eine sanfte und bequeme Stütz- und Sicherungsfunktion erreicht.

Ein Herunterrutschen des Patienten aus der Sitzposition in das Bett wird mit dem Antigleitkissen erheblich verzögert.

Das Antigleitkissen sichert die Sitzposition, nach dem Aufrichten des Kopfteils im Bett.

