



## PM-Alpha® Hebematte

Bestell-Nr.: PM-4012  
 Größe: 110 x 53 cm  
 Griffe: 4 Stück

**Hilfsmittel-Nr.: 22.29.01.2011**

Bestell-Nr.: PM-4016 (o. Abb.)  
 Größe: 150 x 53 cm  
 Griffe: 6 Stück

Material: Nylon



Die gepolsterte Auflage bietet dem Patienten hohen Komfort.

Die Hebematte gibt es mit 4 oder 6 Griffen.



PM-4012

Die Hebematte ist faltbar, um besser eingebettet werden zu können.



Die Hebematte ermöglicht nicht nur den Transfer des Patienten von einer Liege in das Bett, sie unterstützt die Pflegekräfte auch beim Aufheben des Patienten vom Boden.



## PM-Alpha® Hebematten

Mit der Hebematte kann ein im Bett liegender Patient zum Kopfende und auf die Seite bewegt werden, ein Transfer z. B. vom Bett auf die Duschliege ist möglich.

Unter der Hebematte ist eine strapazierfähige Gleitfläche vernäht. Die Gleitfläche verringert erheblich den Reibungswiderstand zwischen Patient und Transferebene. Die Seitenflügel lassen sich zusammen mit den Griffen leicht einklappen und durch einfaches Einlegen der Hebematte über die Halbseitenlage unter den Patienten bringen. Das Innenteil der Hebematte kann zum Waschen oder Desinfizieren der Hebematte herausgenommen werden. Das Aufheben von liegenden Patienten mit der Hebematte vom Boden durch mehrere Personen ist sicher für den Patienten und rückengerecht für die Hilfspersonen möglich.