


Aufricht- und Hebehilfen



PM-3007 Beingurt-Erweiterung



Optimal einstellbar durch extra breites Klettband

PM-Alpha® Beingurt

Bestell-Nr.: PM-3005
Größe: 100 x 22 cm
Material: PES / Carbon

PM-Alpha® Beingurt-Erweiterung

Bestell-Nr.: PM-3007
Größe: 50 x 22 cm
Material: PES / Carbon

Hilfsmittel-Nr. BA



PM-Alpha® Beingurt

Der Beingurt unterstützt das Umsetzen des Patienten in den Rollstuhl, auf die Toilette, den Stuhl oder den Autositz. Der Beingurt kann gut mit dem Rutschbrett, der Drehscheibe, der Aufrichthilfe oder dem Haltegürtel kombiniert werden. So wird der Transfer erheblich rückengerechter für die Pflegekraft und schonender, leichter für den Patienten.

Der Beingurt wird unterhalb der Kniehöhe sanft um die Beine des sitzenden Patienten gelegt und mit dem Klettverschluss verbunden. Die Pflegekraft stellt jetzt ihren Fuß leicht zwischen die Füße des Patienten. Der Beingurt fixiert das Stehvermögen des Patienten während des Aufrichtens beim Transfer und erlaubt der Pflegekraft mit leichtem Gegendruck gegen den Beingurt, die Drehbewegung zu stabilisieren. Mit der Beingurt-Erweiterung kann der Beingurt bei großen Beinumfangen variabel ergänzt werden.

